

ALLEGATO C1 APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE E UBICAZIONE							REQUISITI IMPIANTI		FABBISOGNO	NOTE
AZIENDA	N_INVENTARIO	MATRICOLA	MODELLO_DESCRIZIONE	UBICAZIONE	SEDE	PIANO LOCALE	IMPIANTO ELETTRICO	IMPIANTO IDRICO	CICLI ANNUALI PRESUNTI	
AUSL IMOLA	59545	20407	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 99A1	BLOCCO OPERATORIO CENTRALE	OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERRICO 4 - IMOLA	PIANO SECONDO - STERILIZZAZIONE	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: interbloccata	No addizitore (acqua fredda addocciata a 9°C, acqua calda addocciata dall'impianto ospedaliero) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda/fredda: 1/2" con trasformazione a 3/4" per andare al miscelatore Scarico: collettore a muro da 50 mm	250	
AUSL IMOLA	59546	20399	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 99A1	RIANIMAZIONE - DEGENZA MISTA	OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERRICO 4 - IMOLA	PIANO SECONDO - LAVAGGIO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: 16 A	No addizitore (arriva acqua fredda e calda addocciata dall'impianto ospedaliero) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda e fredda: 1/2" con trasformazione a 3/4" per andare al miscelatore Scarico: attacco a muro da 50 mm	500	
AUSL IMOLA	78996	3622915001	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI	OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERRICO 4 - IMOLA	PIANO TERRA - LAVAGGIO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko	Addizitore Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda: 3/4" Attacco acqua fredda: 3/4" - Scarico: a muro	700	
AUSL BOLOGNA	SIC400589	3603023006	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	ATTIVITA' AMBULATORIALE DI ENDOSCOPIA	OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERICETO	PIANO TERRA	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	600	
AUSL BOLOGNA	AB0010180	20338	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 99A1	AMB. UROLOGIA	OSPEDALE MAGGIORE	PIANO PRIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	900	
AUSL BOLOGNA	AB0010074	20339	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 99A1	ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DEG	OSPEDALE BELLIARIA	PIANO SECONDO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	400	
AUSL BOLOGNA	SIC400585	3605823006	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	SALA OPERATORIA	OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERICETO	PIANO PRIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	500	
AUSL BOLOGNA	AB0010529	21129	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 99A1	DEGENZA SUB INTENSIVA POST-CHIRURGICA	OSPEDALE DI BENTIVOGLIO	PIANO PRIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	300	
AUSL BOLOGNA	AB0057018	3622215007	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	RIANIMAZIONE	OSPEDALE MAGGIORE	PIANO DICIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	1700	
AUSL BOLOGNA	SIC400586	3606523003	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	PNEUMOLOGIA SALE ENDOSCOPIE	OSPEDALE BELLIARIA	PIANO TERRA	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	900	
AUSL BOLOGNA	SIC400584	3612823005	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	SALA OPERATORIA - CORPO D	OSPEDALE MAGGIORE	PIANO SECONDO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	500	
AUSL BOLOGNA	B0C062620	20049	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	SALA OPERATORIA - CORPO D	OSPEDALE MAGGIORE	PIANO SECONDO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	500	
AUSL BOLOGNA	SIC400588	3604423003	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	SALE OPERATORE NEUROCHIRURGIA	OSPEDALE BELLIARIA	PIANO SEMINTERRATO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	100	
AUSL BOLOGNA	AB0061066	3608320011	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	AREA CRITICA 1	OSPEDALE MAGGIORE	PIANO DODICESIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	1000	
AUSL BOLOGNA	AB0059539	3608320012	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	AREA CRITICA 2	OSPEDALE MAGGIORE	PIANO DODICESIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	500	
AUSL BOLOGNA	SIC400587	3605823004	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 EXPRESS	ATTIVITA' AMBULATORIALE OTORINOLARINGOIATRIA	OSPEDALE DI BUIRO	PIANO PRIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A	Prevedere fornitura completa di addizitore	200	
IOR	43713	21470	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPIC STERS CORP SYSTEM 1 99A1	TERAPIA INTENSIVA	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI VIA PUPILLI 1 - BOLOGNA	PIANO PRIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko	No addizitore (uso di cartuccia con reset ad avviamento) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda: 1/2" Attacco acqua fredda: 1/2" Scarico: 40 mm	200	L'APPARECCHIATURA IN SOSTITUZIONE SARA' POSIZIONATA ALL'INTERNO DELLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA IN FASE DI REALIZZAZIONE (II PIANO)
AOU Ferrara	S1006	61893	Sterilizzatrice per endoscopi - MEDIATORS INC -ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR	BL 5.0 CHOPIC/NEURON/CHP/ED/URU/USINE	CONA	PIANO TERZO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA industriale	no addizitore - acqua calda - acqua fredda scarico	600	Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AOU Ferrara	S1005	61892	Sterilizzatrice per endoscopi - MEDIATORS INC -ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR	DEGENZA ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSP	CONA	PIANO TERZO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A 2 PRESE Schuko	no addizitore - acqua calda - acqua fredda scarico	600	Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AUSL Ferrara	FEN00001080	6-1876	Sterilizzatrice per endoscopi - MEDIATORS INC -ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR	SALE OPERATORE DIVI LI UROLOGIA - DELTA	LACOGNANTO	PIANO PRIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA Schuko	no addizitore - acqua calda - acqua fredda scarico	1200	Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AUSL Ferrara	FEN00002307	6-1894	Sterilizzatrice per endoscopi - MEDIATORS INC -ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR	SALE OPERATORE - CENTO	CENTO	PIANO PRIMO	TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A 2 PRESE Schuko	no addizitore - acqua calda - acqua fredda scarico	600	Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AOU BOLOGNA	69535	20522	SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO)	AMB. UROLOGIA/ANDROLOGIA/CHIR.PELC OMPH	PADIGLIONE 1	001-1D-024	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 8,5 DUREZZA (f): 18 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	500	
AOU BOLOGNA	58275	20139	SYSTEM 1 - P6000 (SU PIANO)	BLOCCO OP. UROLOGIE	PADIGLIONE 1	001-1D-025	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 44 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 17 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	900	
AOU BOLOGNA	40971	3612823006	SYSTEM 1 EXPRESS (SU PIANO)	BLOCCO OP. UROLOGIE	PADIGLIONE 1	001-1D-025	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 18 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	900	
AOU BOLOGNA	64120	20335	SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO)	DEG. PAD.15 1P PNEUMOLOGIA SEMINTERRATO	PADIGLIONE 15	015-1A-071	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 2,5 DUREZZA (f): 24 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE:-	150	
AOU BOLOGNA	63566	20313	SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO)	AMB. OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA	PADIGLIONE 5	005-0B-015	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 40 PRESSIONE (bar): 3,5 DUREZZA (f): 10 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE:-	1500	
AOU BOLOGNA	41255	3610723003	SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO)	PIASTRA OPERATORIA 2 P. POLO CHIRURGICO	PADIGLIONE 5	005-2H-114	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 47 PRESSIONE (bar): 5,5 DUREZZA (f): 10 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	1500	
AOU BOLOGNA	69534	20524	SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO)	DEG.T.I. -COV ANESTESIOLOGIA - RANIERI	PADIGLIONE 5	005-2H-094	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 49 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 11 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	600	
AOU BOLOGNA	64110	20311	SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO)	DEG.T.I. TRIAPANTI - SINSCALCHI	PADIGLIONE 5	005-3H-094	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 49 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 11 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	600	
AOU BOLOGNA	58287	20122	SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO)	SALA OPERATORIA CHIRURGIA PEDIATRICA	PADIGLIONE 13	013-2B-010	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 2 DUREZZA (f): 10 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE: boiler elettrico	900	
AOU BOLOGNA	52023	361223008	SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO)	AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV.	PADIGLIONE 23	023-1A-041	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 48 PRESSIONE (bar): 3 DUREZZA (f): 14 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	1000	
AOU BOLOGNA			SYSTEM 1 PLUS	AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV.	PADIGLIONE 23	023-1A-041	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 48 PRESSIONE (bar): 3 DUREZZA (f): 14 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	1000	
AOU BOLOGNA	51576	3607923005	SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO)	DEG. ALTA INTENSITA' T.I. 3° P - PAD.23	PADIGLIONE 23	023-2A-032	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4,5 DUREZZA (f): 16 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE:-	500	
AOU BOLOGNA	55521	3610123005	SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO)	DEG. ALTA INTENSITA' T.I. 3° P - PAD.23	PADIGLIONE 23	023-2A-032	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4,5 DUREZZA (f): 16 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE:-	500	
AOU BOLOGNA	58288	20140	SYSTEM 1	DO COV SUBINT PAD25 1P ANES TI EM-ZANONI	PADIGLIONE 25	25/27/28-1B-016	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	IN DISUSO	300	
APPARECCHIATURE DA IMPLEMENTARE E UBICAZIONE										
AZIENDA	N_INVENTARIO	MATRICOLA	MODELLO_DESCRIZIONE	UBICAZIONE	SEDE	PIANO LOCALE	IMPIANTO ELETTRICO	IMPIANTO IDRICO	CICLI ANNUALI PRESUNTI	NOTE
AOU BOLOGNA	-	-	-	SALA OPERATORIA GIN. OST./GIN.E FIS.	PADIGLIONE 4 (PIANO 1 ALA NORD)	AN_1_130	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	400	
AOU BOLOGNA	-	-	-	DAY SURGERY	PADIGLIONE 2	002-2C043	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	400	
AOU BOLOGNA	-	-	-	AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INT	PADIGLIONE 23	023-1A-041	DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO	TEMPERATURA (°C): 48 PRESSIONE (bar): 3 DUREZZA (f): 14 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:-	1000	